

KITS ÁCIDO HIALURÓNICO

Kits Ácido Hialurónico – Test cuantitativo de ácido hialurónico (*hialuronato*)

Los kits Ácido Hialurónico permiten la realización del análisis cuantitativo de Hialuronato de Sodio a través de un espectrofotómetro en el rango visible. Estos kits se pueden aplicar con éxito no solo a muestras farmacéuticas y cosméticas, sino también a dispositivos médicos y aguas naturales funcionales o bebidas dietéticas, donde el ácido hialurónico ha sido adicionado deliberadamente.

La determinación de ácido hialurónico reticulado es también posible con el uso del Suplemento Cross-Linked HA opcional, sin cambio en el protocolo del ensayo. Muestras líquidas, sólidas y geles se pueden analizar muy fácilmente: solo si resulta verdaderamente necesario, algunas muestras requieren una dilución con agua antes de su análisis.



Características técnicas:

- ✦ Determinación cuantitativa en muestras sólidas, líquidas y geles sin pretratamiento
- ✦ Una dilución con agua podría ser necesaria en algunos casos
- ✦ Lectura e interpretación de los resultados por medio de un espectrofotómetro en el rango visible (680 nm)
- ✦ Larga vida útil: 12 meses de la fecha de producción
- ✦ Larga estabilidad de los reactivos después de la apertura de sus botellas
- ✦ Ninguna curva de calibración es necesaria
- ✦ Resultados en uno 20 minutos
- ✦ Rango analítico (*sin dilución de la muestra*): de 0.001% a 0.01%
- ✦ Excelentes niveles de exactitud y repetibilidad
- ✦ Una hoja de cálculo de los resultados está disponible bajo petición
- ✦ 2 formatos de los kits: 40 y 80 tests
- ✦ Conservación a temperatura ambiente (HRPL40 y HRPL80); a 3°-5°C (otras referencias)



Código HRPL140	Kit Ácido Hialurónico (<i>Hialuronato de Sodio</i>) para análisis espectrofotométricos cuantitativos, 40 tests
Código HRPL280	Kit Ácido Hialurónico (<i>Hialuronato de Sodio</i>) para análisis espectrofotométricos cuantitativos, 80 tests

Accesorios:

Código HRPL1640	Suplemento Cross-Linked HA para el análisis de ácido hialurónico reticulado, para el uso con el kit Ácido Hialurónico (<i>Hialuronato de Sodio</i>), 40 test
Código HRPL1780	Suplemento Cross-Linked HA para el análisis de ácido hialurónico reticulado, para el uso con el kit Ácido Hialurónico (<i>Hialuronato de Sodio</i>), 80 test